

Administración de medicamentos por vía IV por goteo de gravedad

Preparación

1 Lávese o desinfecte las manos por lo menos por 20 segundos.

2 Revise el nombre, la dosis del medicamento, y la fecha de caducidad en la etiqueta del medicamento.

Intermountain Homeca	re & Hospice	
11520 S Redwood Rd		
South Jordan, UT 84095	-7803	
385-887-7353 / 888-887	7-0031	
	J. Smith	, MD
Xtest, Susan		_
DOB: 02/02/2002		
Rx#:00110998726	03/11/2015	Qty: 1
SOD CHL 0.9% 1000ML	SOL 7983-09	

3 Prepare los suministros:

- Bolsa del medicamento. Si desea calentarlo a temperatura ambiente, déjelo en el mostrador.
- Tubos de línea intravenosa
- Jeringas de enjuague llenadas previamente:
 - Dos (2) jeringas de solución salina
 - Una (1) jeringa de heparina, si es necesario
- Tapa de alcohol desinfectante
- Toallitas estériles



Mis medicamentos	
Medicamento:	
Horario:	
☐ Jeringa llenada previamente	☐ Llene la jeringa con el medicamento
ENJUAGUE S.A.S.	ENJUAGUE S.A.S.H.
Solución Salina:mL	Solución Salina:mL
A dministre el medicamento	A dministre el medicamento
Solución Salina:mL	Solución Salina:mL
mL = milliliter	H eparina:mL

¿Necesita ay	uda o tiene	preguntas?
--------------	-------------	------------

Enfermero o enfermera:

Intermountain Homecare & Hospice:

385-887-6000 o 800-527-1118

Escanee el código QR al lado derecho con su teléfono celular para ver un video con las instrucciones.

Número de teléfono: ___

Enlace: bit.ly/3nYYoLZ



Conecte el tubo de la línea intravenosa al medicamento

1 Cierre la pinza del tubo.



2 Jale la tapa de la bolsa del medicamento.



3 Descruba el pico en el tubo.



4 Empuje el pico hacia la bolsa del medicamento.



Prepare el tubo de línea intravenosa

- 1 Cuelgue cuelgue la bolsa en el poste IV. Lentamente apriete y suelte la cámara de gotas hasta que esté medio lleno.
- 2 Abra la pinza del tubo hasta que salga líquido por el final del tubo.
- **3** Cierre la pinza.







Administrar el medicamento

1 Remueva la tapa de alcohol de la línea intravenosa y coloque la jeringa de solución salina. Enjuague la línea.



2 Coloque el tubo de la línea intravenosa.



3 Abra la pinza del tubo.



Después de la infusión

1 Límpiese las manos con la solución limpiadora.



2 Cierre la pinza del tubo.



3 Desconecte el tubo de la línea intravenosa y enjuaguelo.



4 Coloque la tapa de alcohol de color azul claro en el conector sin aquia.



5 Proteja el final del tubo con una nueva tapa de alcohol.



6 Deje el tubo conectado a la bolsa vacía hasta la próxima dosis...



El tubo se puede volver a usar por hasta 24 horas.



Content created and approved by Intermountain Homecare & Hospice

Giving Medicine in Your Gravity IV

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se ofrecen servicios de interpretación gratuitos. Hable con un empleado para solicitarlo.

