

Cama de hospital y trapecio: capacitación y pautas de seguridad

Su cama de hospital será un lugar cómodo y seguro para usted. Podrá moverse en la cama con mayor facilidad y seguridad. Puede usar el trapecio para poder sentarse, cambiar de posición o acostarse y levantarse de la cama. Use su cama de hospital y el trapecio solo según lo previsto.

Para su seguridad

Seguir estas pautas le ayudará a estar a salvo.

Cama de hospital


Para mantenerse a salvo mientras usa la cama de hospital:

- Enchufe el cable en un tomacorriente con conexión a tierra.
- Mantenga los cables, tubos, ropa de cama y partes del cuerpo alejados de las partes móviles de la cama.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Tenga cuidado con los espacios abiertos alrededor de las barandas laterales, donde las partes del cuerpo podrían quedar atrapadas; cierre los espacios abiertos según sea necesario.
- Utilice los bloqueos de ruedas para impedir que la cama se mueva.
- No ponga todo el peso del cuerpo sobre una parte elevada de la cama.
- Tenga cuidado con los líquidos alrededor de la cama; desenchufe la cama si el líquido se derrama.
- Empuje la cabecera o el estribo para mover la cama.
Solo mueva la cama si no hay nadie en ella.

Trapecio

Para mantenerse a salvo mientras usa el trapecio:

- Revise periódicamente el herraje donde está conectado el trapecio en la cabecera, y ajústelo si es necesario.
- Solo debe utilizar el trapecio para poder moverse y bajar o subir a la cama. **NO descargue todo su peso sobre este. No puede sostener más de 250 libras.**



Cómo usar la cama de hospital

Asegúrese de seguir estas instrucciones:

- 1 Coloque una sábana de una plaza en el colchón. (Intermountain Homecare & Hospice no proporciona la sábana).
- 2 Use la manivela para levantar la cama a un nivel que a usted le resulte fácil bajar y subir a la cama.
- 3 Mantenga las barandas levantadas mientras usted está en la cama de hospital. Las barandas no tienen como objeto ofrecer restricción.
- 4 Use el control o la manivela para elevar la cama o el pie de la cama para estar más cómodo. Mantenga la manivela a su alcance en caso de que haya un corte del suministro eléctrico.

Consulte el sitio web del fabricante si quiere obtener más información sobre su cama de hospital y trapecio.

