

Bomba de infusión CADD para quimioterapia continua

Su médico le recetó un medicamento que se lo administrará usted mismo con una bomba de infusión CADD. Ha recibido instrucciones detalladas con su bomba. Utilice esta hoja como recordatorio rápido de lo que aprendió con las instrucciones.

Acerca de su bomba de infusión CADD


Cómo usar el teclado

Botones del teclado de su bomba y cómo se utilizan:



Información en la pantalla principal

Lo que verá en la pantalla:



Si necesita detener la bomba:

Es posible que necesite detener la bomba para cambiar las baterías, si tiene problemas para ajustar las alarmas con ayuda de la pantalla, si cree que tiene una reacción al medicamento o si tiene un problema con la vía IV. Siga estos pasos para detener la bomba:

- 1 Presione la tecla **stop/start** (detener/iniciar).
- 2 Presione el botón **on/off** (encendido/apagado) que se encuentra en el margen lateral para apagar la bomba.
- 3 Seleccione **Yes** (sí) cuando aparezca el mensaje **Power down?** (¿apagar?). La bomba se apagará.
- 4 Lávese las manos.
- 5 Desconecte su vía IV si su enfermera le ha indicado que lo haga usted mismo.

Las baterías de su bomba

Su bomba tiene un **paquete de baterías recargables** que utilizará la mayor parte del tiempo.

Recargue la bomba cuando no esté en uso. Cuando la pantalla muestre **Battery Low (batería baja)**, **Battery Depleted (batería agotada)** o **Rechargeable battery reached end of use (la batería recargable se ha agotado)**, enchufe la bomba al adaptador de CA. Puede utilizar la bomba mientras se está cargando.

Si se encuentra lejos de una fuente eléctrica y no puede conectar el AC, puede utilizar baterías AA (pero no baterías recargables o de larga duración). Cambie las cuatro baterías al mismo tiempo. No mezcle baterías viejas con las nuevas.

Para cambiar las baterías:

- 1 Apague la bomba.
- 2 Con los dedos o una moneda, gire el botón de la tapa de la batería que se encuentra en la parte superior de la bomba.
- 3 Retire la batería e inserte cuatro baterías AA nuevas. Recolecte el paquete de baterías, seguido de la tapa.



ALARMAS: su bomba tiene varias alarmas.

- La opción **Acknowledge** (confirmar) borra la alarma.
- **Silence** (silencio) muestra la pantalla de alarma, pero silencia la alarma durante dos minutos. Esto continúa hasta que se confirma o resuelve la alarma.
- Si hay pantallas de ayuda disponibles para la alarma, seleccione **Help** (ayuda) y siga las instrucciones.
- Llame a los Servicios de infusión o a su proveedor de atención médica si la alarma continúa.

¿Necesita ayuda o tiene preguntas?

- Enfermera: _____
- Número telefónico: _____
- Llame a Servicios de infusión entre las 8:00 A. M. y 5:00 P. M. Mire el cuadro siguiente para obtener el teléfono en su ubicación.
- Entre las 5:00 p.m. y 8:00 a.m. (fuera de horario), llame al servicio de llamadas del consultorio de su médico para recibir instrucciones.

Alta View Infusion	801-501-2436
Cedar City Cancer Infusion	435-868-5690
Dixie Regional Infusion Center	435-251-4600
Intermountain Medical Cancer Infusion Center	801-507-3980
Layton Infusion	801-543-6280
Logan Cancer Center	435-716-6400
Loveland (LDS) Infusion Clinic	801-408-3540
McKay-Dee Cancer Infusion Center	801-387-7162
St. George Cancer Center	435-251-4900
Utah Valley Infusion Center	801-357-7341

Contenido creado y aprobado por Intermountain Healthcare, Homecare and Hospice

CADD Infusion Pump: Home instructions

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se ofrecen servicios de interpretación gratuitos. Hable con un empleado para solicitarlo.



© 2020 Intermountain Healthcare. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de un médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema médico o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de atención médica. Puede obtener más información en [intermountainhealthcare.org](https://www.intermountainhealthcare.org). FSHC050aS - 07/20 (Last reviewed - 07/20) (Spanish translation 07/20 by CommGap)