



USAR UNA BOLSA DE PAPEL CON ASAS PARA REUTILIZAR Y DESINFECTAR LOS N95

27 de mayo de 2020 v2

1


Abra la bolsa y aplane los pliegues de los costados para que se mantenga abierta.



Abrir la bolsa da mejor soporte para colgar el respirador N95 en las asas para su reutilización durante el día.

2

Cuando tenga que quitarse el respirador N95, cuélguelo dentro de la bolsa colocando el elástico del respirador en las asas de la bolsa.



Esto eliminará un posible contacto con la pieza facial del respirador N95 a medida que lo va usando durante el día.

3

Al final de su turno, coloque el respirador N95 etiquetado en el fondo de la bolsa.



Los proveedores que usan el respirador N95 pero no tienen desinfectante al alcance también deben usar las bolsas de papel con asas.

Doble la bolsa por la parte inferior de las asas.



Luego coloque la bolsa etiquetada en el contenedor de color marrón claro.

