

# Utilización del infusor elastomérico


Un infusor elastomérico administra medicamentos a través de una cámara en forma de globo. El medicamento se administra mediante la presión ejercida por el globo a una velocidad constante y segura.

## Preparación

- 1 | Lávese o desinfecte las manos por lo menos 20 segundos.**



- 2 | Revise el nombre, la dosis de medicamento, y la fecha de vencimiento en la etiqueta.**



- 3 | Prepare los suministros:**

- Dos (2) jeringas de enjuague (solución salina)
- Jeringa con heparin, si es necesario
- Toallitas estériles
- Tapa de alcohol desinfectante
- Dispositivo elastomérico
- Medicamento. Puede calentarse a temperatura ambiente, si se desea. Déjelo en un mostrador limpio.



### Mis medicamentos

Medicamento: \_\_\_\_\_

Horario: \_\_\_\_\_

☐ Jeringa prellenada

☐ Jeringa llena con medicamento

**ENJUAGUE S.A.S.**

mL = mililitro

Solución Salina: \_\_\_\_\_ mL

Administrar medicamento

Solución Salina: \_\_\_\_\_ mL

### Need help or have questions?

Medicamento: \_\_\_\_\_

Horario: \_\_\_\_\_

Enfermera o enfermero: \_\_\_\_\_

Número de teléfono: \_\_\_\_\_

Intermountain Homecare & Hospice:

**385-887-6000 o 800-527-1118**

Escanee el código QR con su teléfono celular o visite el enlace a continuación para ver las instrucciones en video.

<https://app.shoreline.health/s/LrZSMNHjCcP4>



## Prepare los tubos del dispositivo

- 1 | **Abra** la pinza de los tubos del dispositivo.



- 2 | **Vigile** hasta que vea que el medicamento gotea por el final.



- 3 | **Cierre** la pinza.



## Prepare las jeringas

- 1 | **Remueva** la tapa de la jeringa.



- 2 | **Toque suavemente** la jeringa para mover el aire hacia la punta.



- 3 | **Empuje el émbolo** para remover el aire y cualquier solución adicional. Si es difícil empujar, jale el émbolo hacia atrás un poco para romper el sello.



- 4 | **Reemplaza** la tapa de la jeringa. Déjelo en su sitio hasta que este listo para utilizarla.




## Administre los medicamentos

- 1 | **Remueva** la tapa de alcohol de su línea intravenosa y coloque una jeringa de solución salina normal. **Enjuague** la línea.



- 2 | **Coloque** el dispositivo elastomérico con firmeza al conector sin aguja.



- 3 | **Abra** la pinza de la línea. Coloque el dispositivo elastomérico en un bolsillo o bolsa durante la infusión.



## Después de la infusión


- 1 | **Límpiese las manos** con una solución limpiadora.



- 2 | **Cierre** la pinza.



- 3 | **Desconecte** los tubos del dispositivo del conector sin aguja.



- 4 | **Enjuague** con solución salina.

- 5 | **Enjuague** con heparina si se le ha indicado.

- 6 | **Desheche** el dispositivo vacío en un bote de basura.

- 7 | **Reemplace** la tapa de alcohol de la línea IV.



Contenido creado y aprobado por Intermountain Homecare & Hospice

Using an Elastomeric Device