

# El cuidado de su línea IV

Si usted tiene un catéter IV (intravenoso), a veces este puede permanecer en su sitio incluso cuando no está siendo utilizado para la terapia. Durante estos momentos usted tendrá que **“purgar”** la línea. Purgar la línea quiere decir llenarla con solución para evitar que coagule. Siga los pasos de esta hoja de información para purgar la línea correctamente.

Puede purgar su línea IV en cualquier momento que no se esté usando para terapia. A menos que su enfermera le indique lo contrario, usted debe purgar su línea IV una vez al día y desechar todos los suministros usados en la basura.

## Prepare

### 1 | Limpie sus manos con una solución de limpieza.

- **Frote** sus manos enérgicamente hasta que estén secas.
- **Limpie** sus manos cada vez que trabaje con su línea IV.



### 2 | Coloque los materiales.

- Jeringas precargadas para purgar
  - Dos jeringas con solución salina
  - Una jeringa de heparina (si es necesario)
- Toallitas estériles
- Tapa estéril de alcohol



## Prepare sus jeringas

Usted puede necesitar que ajustar la cantidad de solución en la jeringa precargada para que coincida con la cantidad que aparece a continuación. Su proveedor de cuidados de la salud le dirá si debe usar sólo solución salina, o solución salina y heparina.

Solo solución salina	Solución salina y luego heparina
Saline: _____ mL	Saline: _____ mL
	Heparin: _____ mL

## Ajustar la solución

### 1 | Retire la tapa de la jeringa.



### 2 | Golpee suavemente la jeringa para mover el aire a la punta.



### 3 | Empuje el émbolo para eliminar el aire y la solución extra.

- Si es difícil empujar, tirar del émbolo hacia atrás ligeramente para romper el sello.




### 4 | Tape las jeringas hasta que esté listo para usar de nuevo.




## Cómo enjuagar su vía intravenosa


- 1 | Retire** la tapa con alcohol desinfectante y deséchelo.



- 2 | Conecte** la jeringa a la pieza de conexión sin aguja con firmeza empujando y girando.



- 3 | Abra** la abrazadera.




- 4 | Inyecte** la solución.




- 5 | Cierre** la abrazadera.



- 6 | Retire** y deseche la jeringa.



- 7 | Conecte** una nueva tapa con alcohol desinfectante después del enjuague final.



\* Si la pieza de conexión sin aguja toca algo, **LÍMPIELO** con un pano estéril por 15 segundos.

## ¿Tiene preguntas?

Si necesita ayuda o tiene preguntas, llame a:

Enfermera: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

**Intermountain Homecare & Hospice**

**385-887-6000**

**800-527-1118**

Content created and approved by Intermountain Homecare & Hospice

Caring for Your IV Line

Intermountain Health cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se ofrecen servicios de interpretación gratuitos. Hable con un empleado para solicitarlo.

© 2010-2024 Intermountain Health. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de un médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema médico o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de atención médica. FSHC026S - 12/24 (Last reviewed - 02/23) (Spanish translation by CommGap)